




CINTURA LOMBARE MASSAGGIANTE

LA FIBRA

I capi e dispositivi Xenia sono confezionati con tessuti e filati tecnologicamente avanzati, additivati con polveri ceramiche in grado di riflettere l'infrarosso lontano, detto anche FIR. Quelle dell'infrarosso lontano sono frequenze biocompatibili, ovvero compatibili con tutti gli organismi viventi e inducono un effetto di risonanza con l'acqua detto "effetto calore", grazie al quale si ottimizza la microcircolazione.

Consigliata per gli sportivi, per chi guida molte ore al giorno o per chi svolge lavori che richiedono pesanti sforzi fisici, grazie all'utilizzo di lavorazioni 3D con effetto massaggiante, la cintura lombare massaggiante della linea Sustenium favorisce la riattivazione della circolazione nella regione lombo-sacrale. La naturale rotazione del tronco funge da stimolo per l'attivazione del massaggio linfatico, ottenuto grazie alla sua particolare texture posizionata a contatto con la pelle. Inoltre, le zone di traspirazione favoriscono la corretta termoregolazione. I punti di tensione, posizionati sui fianchi, offrono supporto posturale e danno maggior sostegno all'area interessata. La cintura lombare, infine, dona sollievo ai dolori dovuti a stati infiammatori e agevola il recupero nella fase di rieducazione e riabilitazione postoperatoria. In tutti i predetti casi, l'utilizzo dei capi Xenia non esclude né sostituisce quanto prescritto a livello medico.



F
I
R

Codice	Taglia	Colori: NERO
YCL0001	XS/S	
YCL0002	M/L	
YCL0003	XL/XXL	
YCL0004	3XL	

COMPOSIZIONE

92% Poliammide, 8% Elastam.
100% di Poliammide è byon

CONSIGLI PER IL LAVAGGIO E MANUTENZIONE CAPI DI COLORE NERO

A basse temperature, sia a mano che in lavatrice. È consigliabile: lavare in acqua max 40°; lavare separatamente.

WWW.XENIAGLOBAL.IT



100% MADE IN ITALY



MATERIALE INFORMATIVO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE SPECIALIZZATO
VIETATA LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE.
Copyright © 2025 Tutti i diritti riservati - Xenia srl - Piazzale Luigi Cadorna, 6 - 20123 Milano Italia






LUMBAR MASSAGE BELT

THE FIBER

Xenia garments and devices are made with technologically advanced fabrics and yarns, with the addition of ceramic powders capable of reflecting the far infrared, also called fir. The far infrared frequencies are biocompatible, i.e. Compatible with all living organisms and induce a resonance effect with the water known as the "heat effect", thanks to which microcirculation is optimised.

Recommended for sportsmen, for those who drive many hours a day or for those who carry out jobs that require heavy physical effort, thanks to the use of 3d processes with a massaging effect, the lumbar massaging belt of the sustenium line promotes the reactivation of circulation in the lumbo-sacral. The natural rotation of the trunk acts as a stimulus for the activation of the lymphatic massage, obtained thanks to its particular texture positioned in contact with the skin. Furthermore, the transpiration zones favor thermoregulation. The tension points, positioned on the hips, offer postural support and give greater support to the affected area. Lastly, the lumbar belt relieves pain caused by inflammation and facilitates recovery in the re-education and post-operative rehabilitation phase. In all the aforementioned cases, the use of xenia garments does not exclude or replace what is medically prescribed.



F
I
R

Code	Size	Colour: BLACK
YCL0001	XS/S	
YCL0002	M/L	
YCL0003	XL/XXL	
YCL0003	3XL	

COMPOSITION

92% PA, 8% EA.
100% of PA is byon

TIPS FOR WASHING AND MAINTENANCE FOR BLACK GARMENTS

At low temperatures, both by hand and in the washing machine. It is advisable to: wash in max 40° water; wash separately

WWW.XENIAGLOBAL.IT



100% MADE IN ITALY



INFORMATION MATERIAL IS INTENDED EXCLUSIVELY TO SPECIALIZED PERSONNEL.
REPRODUCTION AND DIFFUSION PROHIBITED

Copyright © 2025 All rights reserved - Xenia srl - Piazzale Luigi Cadorna, 6 - 20123 Milan Italy

