

# FANTASMINI



## LA FIBRA

I capi e dispositivi Xenia sono confezionati con tessuti e filati tecnologicamente avanzati, additivati con polveri ceramiche in grado di riflettere l'infrarosso lontano, detto anche FIR. Quelle dell'infrarosso lontano sono frequenze biocompatibili, ovvero compatibili con tutti gli organismi viventi e inducono un effetto di risonanza con l'acqua detto "effetto calore", grazie al quale si ottimizza la microcircolazione.

Si consiglia l'utilizzo di questi articoli come supporti coadiuvanti per i trattamenti volti ad alleviare i disturbi della microcircolazione periferica che determinano piedi gonfi e affaticati e problemi di sudorazione eccessiva. Inoltre, i fantasmini sono indicati come coadiuvante per il rapido recupero fisico per chi pratica sport e danno beneficio nel trattamento dei disturbi del piede quali calli, duroni e fastidi dovuti a micosi del piede. In tutti i predetti casi, l'utilizzo dei capi Xenia non esclude né sostituisce quanto prescritto a livello medico.



**Codice**  
FN2051  
FN2053



**Taglia:**  
36/40  
41/45



**Colori:**  
NERO  
NERO



F  
I  
R

**Codice**  
FN2061  
FN2063

**Taglia:**  
36/40  
41/45

**Colori:**  
BIANCO  
BIANCO

## COMPOSIZIONE

90% Poliammide, 10% Elastame.  
100% di Poliammide è  byon

## CONSIGLI PER IL LAVAGGIO E MANUTENZIONE CAPI DI COLORE NERO

A basse temperature, sia a mano che in lavatrice con l'utilizzo del sacco rete per capi delicati. È consigliabile: lavare in acqua max 40°; lavare separatamente.

WWW.XENIAGLOBAL.IT



Chirurgia  
della Mano  
Savona

100% MADE IN ITALY

**Xenia**  
global

**TESSILE**  
BENESSERE

MATERIALE INFORMATIVO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE SPECIALIZZATO  
VIETATA LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE.  
Copyright © 2023 Tutti i diritti riservati - Xenia srl - Piazza della Repubblica, 28 - 20124 Milano Italia

IMPRESA  
ASSOCIATA  
**avedisco**