




# GINOCCHIERA

## LA FIBRA

I capi e dispositivi Xenia sono confezionati con tessuti e filati tecnologicamente avanzati, additivati con polveri ceramiche in grado di riflettere l'infrarosso lontano, detto anche FIR. Quelle dell'infrarosso lontano sono frequenze biocompatibili, ovvero compatibili con tutti gli organismi viventi e inducono un effetto di risonanza con l'acqua detto "effetto calore", grazie al quale si ottimizza la microcircolazione.

La ginocchiera Xenia ha un'azione di contenimento e sostegno dell'articolazione del ginocchio. Indicata nella prevenzione per tutti coloro che, nel lavoro e nello sport sottopongono le ginocchia a carichi elevati, essa favorisce il recupero fisico in caso di distorsione e lussazione. I punti di tensione, posizionati lateralmente, offrono supporto posturale e danno maggior sostegno all'area interessata. Le zone di traspirazione favoriscono una corretta termoregolazione. In tutti i predetti casi, l'utilizzo dei capi Xenia non esclude né sostituisce quanto prescritto a livello medico.



Codice	Taglia	Colori: NERO
YGN0001	XS/S	
YGN0002	M/L	
YGN0003	XL/XXL	

## COMPOSIZIONE

92% Poliammide, 8% Elastam.  
100% di Poliammide è byon

## CONSIGLI PER IL LAVAGGIO E MANUTENZIONE CAPI DI COLORE NERO

A basse temperature, sia a mano che in lavatrice. È consigliabile: lavare in acqua max 40°; lavare separatamente.

WWW.XENIAGLOBAL.IT

Chirurgia  
della Mano  
Savona

100% MADE IN ITALY

Xenia®  
global

TESSILE  
BENESSERE

MATERIALE INFORMATIVO DESTINATO ESCLUSIVAMENTE A PERSONALE SPECIALIZZATO  
VIETATA LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE.

Copyright © 2025 Tutti i diritti riservati - Xenia srl - Piazzale Luigi Cadorna, 6 - 20123 Milano Italia

IMPRESA  
ASSOCIATA  
 avedisco




# KNEE BRACE

## THE FIBER

Xenia garments and devices are made with technologically advanced fabrics and yarns, with the addition of ceramic powders capable of reflecting the far infrared, also called fir. The far infrared frequencies are biocompatible, i.e. Compatible with all living organisms and induce a resonance effect with the water known as the "heat effect", thanks to which microcirculation is optimised.

The Xenia knee brace has a containment and support action on the knee joint. Indicated in prevention for all those who, in work and sport, subject their knees to heavy loads, it promotes physical recovery in case of sprain and dislocation. The tension points, positioned laterally, offer postural support and give greater support to the affected area. The transpiration zones favor correct thermoregulation. In all the aforementioned cases, the use of xenia garments does not exclude or replace what is medically prescribed.



F  
I  
R

Code	Size	Colour: BLACK
YGN0001	XS/S	
YGN0002	M/L	
YGN0003	XL/XXL	
YGN0004	3 XL	

## COMPOSITION

92% PA, 8% EA.  
100% of PA is byon

## TIPS FOR WASHING AND MAINTENANCE FOR BLACK GARMENTS

At low temperatures, both by hand and in the washing machine. It is advisable to: wash in max 40° water; wash separately

WWW.XENIAGLOBAL.IT

**Xenia**  
global

**TESSILE**  
BENESSERE

Chirurgia  
della Mano  
Savona

100% MADE IN ITALY

INFORMATION MATERIAL IS INTENDED EXCLUSIVELY TO SPECIALIZED PERSONNEL.  
REPRODUCTION AND DIFFUSION PROHIBITED

Copyright © 2025 All rights reserved - Xenia srl - Piazzale Luigi Cadorna, 6 - 20123 Milan Italy

IMPRESA  
ASSOCIA  
avedisco